

Fitxa tècnica



Prova ANTI-PF4 SCREENING

Codi prova LH00013120

ID 42

Responsable secció Dra. N. Vilalta/Dr. J. Mateo

Laboratori CORE-Hemostàsia

Mètode Immunoturbidimetria

Espècimen Sang citratada o plasma pobre en plaquetes

Volum 0,8 mL de plasma pobre en plaquetes

Condicions de transport: Arribar al laboratori en un temps màxim de 2 hores des de l'extracció a temperatura ambient.

Condicions d'obtenció: Obtenció per punció venosa directa i rebutjar els primer mil·lilitre.

Observacions:

Lliurament resultats 1 dia