

Fitxa tècnica



Prova ACTIVITAT ANTI-XA PRE I POST DOSI

Codi prova LH00013237

ID 861

Responsable secció Dra. N. Vilalta/Dr. J. Mateo

Laboratori HEMATOLOGIA HEMOSTASIA PLASMÀTICA

Mètode Cromogènic

Espècimen Sang citratada o Plasma pobre en plaquetes

Volum 0,8mL de plasma citratat pre + 0,8mL de plasma citratat post

Condicions de transport: Arribar al laboratori en un temps màxim de 2 hores des de l'extracció a temperatura ambient.

Condicions d'obtenció: Obtenció per punció venosa directa i rebutjar els primer mil·lilitre.

Observacions:

Lliurament resultats 7 dies