

Informació per a pacients portadors d'Implant Coclear, que precisen recanvi de material ortoprotètic.

Subgrup: 22 06 99 Recanvis de components externs d'implants auditius.

Aportació de l'usuari/usuària: 0€

Vida mitjana (periodicitat): 48 mesos per Micròfon; 24 mesos per Antena/Bobina i Cables.

article PAI 020A

Micròfon per Implant Coclear

article PAI 020B

Antena/bobina amb imant per a Implant Coclear

article PAI 020C

Cable per a solució corporal per a Implant Coclear, per a infants i per a usuaris amb característiques especials

article PAI 020D

Cable per a solució retroauricular per a Implant Coclear

Qui pot sol·licitar recanvi de material ortoprotètic per un Implant Coclear? Què cal fer per sol·licitar recanvi de material ortoprotètic per un Implant Coclear?

- Pot sol·licitar recanvi qualsevol pacient portador d'Implant Coclear atès al Servei d'Otorrinolaringologia de l'Hospital de Sant Pau.
- Consulti la pàgina web de l'hospital www.santpau.cat → *Assistència* → *Serveis Clínics* → *Otorrinolaringologia* → *Informació Usuaris*, i es podrà descarregar el *Formulari de sol·licitud* i els *Contactes de les Cases Comercials*, que l'ajudaran a emplenar la sol·licitud.
- Ens pot consultar, sol·licitar informació i retornar el formulari correctament emplenat a admissions_cex@santpau.cat, otorrino@santpau.cat o bé presencialment a Recepció CEX Central o Recepció Otorrinolaringologia.
- Quan l'article sol·licitat estigui autoritzat per CatSalut, l'avisarem per que vingui a buscar la prescripció.